


Cubes AxioImager M2


I. Cube DAPI Chroma 49000 : position 1

- Filtre d'excitation : AT 350/50
- Dichroïque : T400LP
- Filtre d'émission : ET 460/50




II. Cube FITC Chroma 41001 : position 2

- Filtre d'excitation : HQ480/40x
- Dichroïque : Q505lp
- Filtre d'émission : HQ535/50m




III. Cube Cy3 Chroma 41007 : position 3

- Filtre d'excitation : HQ535/50x
- Dichroïque : Q565lp
- Filtre d'émission : HQ610/75m



IV. Cube Cy5 Chroma 41008 : position 4

- Filtre d'excitation : HQ620/60x
- Dichroïque : Q660lp
- Filtre d'émission : HQ700/75m



V. Cube bi-bande FITC/Cy3 Chroma 59009 : position 6

- Filtre d'excitation : ET BP 476-496.5nm et 552-577nm
- Dichroïque : ET BP FITC/Cy3
- Filtre d'émission : ET BP 507-541nm et 597-689nm

